

ADIPOSHOCK


Innovativ behandling der anvender termisk chok til at reducere fedtceller og cellulite

- 360 graders fedtreduktion
- Kollagenstimulering
- Cellulitereduktion
- Hudopstramning
- Smertelindring
- Kropstoning
- Drænage
- Massage



Hvad er AdipoShock?

AdipoShock er en ny innovativ behandling, der anvender termisk chok til at reducere fedtceller og cellulite, samtidig med at den opstrammer huden. Gennem denne vekselvirkning mellem varme og kulde nedbrydes fedtceller, som derefter naturligt udskilles af kroppen.



Fordele ved AdipoShock-behandling

- Reducerer lokale fedtdepoter: Kan målrettes populære områder som mave, lår, hofter og arme, samt områder der er svære at nå med klassisk fedtfrysning.
- Mindsker cellulite: Skaber en glattere hudoverflade ved at nedbryde fedtbuler og ujævnheder samt forbedre blodcirkulationen.
- Opstrammer huden: Genopretter hudens fasthed, styrker hudens elasticitet og stimulerer kollagenproduktionen, hvilket giver en synligt fastere og glattere hud.
- Dybdemassage: Behandlingen løsner spændinger og stimulerer vævet, hvilket giver en afslappende og revitaliserende effekt.
- Ikke-invasiv behandling og 100% fri for nåle og uønsket kemi.

Hvordan virker behandlingen?

AdipoShock virker ved at kombinere et varmeinterval med et længere kuldeinterval – en metode, der kaldes termisk chok. Denne skiftende temperaturpåvirkning giver de lokale fedtceller et 'chok', der slår dem i stykker.

Herefter føres resterne af de ødelagte fedtceller rundt med lymfesystemet og til sidst ud af kroppen som affaldsstoffer.

Udover den vekslende temperaturpåvirkning virker AdipoShock ved at sende mikrostrøm ned i vævet. Mikrostrømmen giver dybdegående vævsmassage, der virker opstrammende og kollagenstimulerende.

Behandlingen er ikke-invasiv, smertefri og kan tilpasses kundens specifikke behov og ønsker.

Forløb

Faktorer såsom alder, aktivitetsniveau, livsstil og genetik spiller en afgørende rolle i udbyttet af behandlingen.

Selve behandlingstiden varer mellem 12-14 minutter pr. område og kan foretages op til to gange ugentligt.

Et forløb strækker sig normalt over 6-8 gange, alt efter kundens udgangspunkt. Mange kan dog have glæde af flere behandlinger.

✓ **KAN KOMBINERES MED ANDRE BEHANDLINGER**

✓ **HØJT INDTJENINGSPOTENTIALE**

✓ **HURTIG BEHANDLING**

✓ **GODT KLIENTFLOW**

✓ **BREDT KUNDESPEKTER**



Leveres med:

Dansk brugervejledning
Dansk support og service
Uddannelse i brugen

Tekniske data:

Strømforsyning: 110–240 V AC, 50–60 Hz
Effektforbrug: 700 VA
Køling af håndstykke: Gasbaseret køling
Hudkøling: Peltier-celler

Økonomi:

Maskinen kan købes eller leases.
Se de nyeste opdateringer samt priser på hjemmesiden –
scan her:

Unica ApS er eneforhandler i Danmark af Adiposhock



Unica ApS - Stenholm 22 - 9400 Nørresundby

Lovpligtig registreret i Lægemiddelstyrelsen som importør og distributør